

快適なパウダー施術のために

LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER



カニューレ プロフィラクシス



吸引口には
回転式ガード付

標準価格:4,940円(φ16 グレー 4本入り)

販売名:バキュームチップ
一般的名称:歯科用吸引管
認証番号:228AGBZX00100000(管理)
製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

パウダー飛散防止に

Qドレープ(50枚入)
クイックジェット用穴あきドレープ
標準価格:7,960円



頑固なステイン除去に

Qパウダー

Qパウダー レモン
(10g×36袋)
標準価格:6,000円



Qパウダー オレンジ
(10g×36袋)
標準価格:6,000円



販売名:Qパウダー
一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B2X00043000001(一般)
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

歯肉を傷つけないく、 より効率の良いプラーク除去に

Qパウダープラス

標準価格:5,700円(120g)



販売名:Qパウダー プラス
一般的名称:歯面研磨材
届出番号:13B1X00005000246(一般)
製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

歯に低侵襲な糖パウダー

Minimal Invasive | Powder Jet | Prophy Powder

TREHALULOSE



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。表示価格は2026年5月現在の税別価格です。

無断転載禁止

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937021309

C02560/2026年5月/@40/改

YOSHIDA

**DÜRR
DENTAL**

トレハロースとは？

歯に低侵襲なクリーニング施術

主成分「トレハロース」



※SEM画像250倍 Fraunhofer IGB 研究所

特徴 1 非う蝕性の糖質

トレハロースは、既存添加物名簿に収載済み*の口腔内で糖代謝されない非う蝕性の糖質です。
※公益財団法人日本食品化学研究振興財団 既存添加物名簿収載品目リスト

特徴 2 非常に優れた水溶性

患者：口腔粘膜が乾燥せず心地良い。
 ポケット内に残留しにくい。
※ペリオコンビのみ緑下に使用可能

術者：パウダーの飛散や配管の詰まりを軽減します。


特徴 3 歯面へのダメージを抑制

柔らかく、コーティングの無い粒子は歯面へのダメージを最小限に抑えることができ、施術後の仕上げ研磨の時間削減に繋がります。


歯への侵襲度を決めるポイント

- 1 ハンドピースの噴射力や噴射角度
- 2 パウダー粒子の大きさ
- 3 パウダー粒子の硬さ (コーティングの有無)

コーティングされたパウダー



LUNOS® プロフィーパウダー



開閉とパウダー充填が片手で完了

LUNOS® プロフィーパウダー 「ジェントルクリーン」



歯肉縁上のステインとプラークの除去に。歯面を守りながらも、素早く効率的に汚れが落とせます。

標準価格:各5,000円

販売名:Lunos プロフィー パウダー 一般名:歯面研磨材 届出番号:13B1X00005000252(一般) 製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

LUNOS® プロフィーパウダー 「ペリオコンビ」



歯肉縁上/縁下のバイオフィルム除去に。デリケートな歯面への施術にも安心して使用できます。

標準価格:3,500円

クイックジェットMとルノスジェントルクリーンを使用して施術しました!



術前の口腔内の汚れ状態を確認します。



着色やバイオフィルムをパウダーで落とします。

