

3Dprinter
SmaPri Sonic 4K LL

for Dental



最大造形サイズ	W200×D125×H200mm
積層ピッチ	10～300μm
XY 解像度	52μm
波長	405nm
本体サイズ	約 W330×D290×H470mm 開扉時 H800mm
本体重量	17.5kg
造形方式	LCD モノクロ 4K
電源	AC100V 50/60Hz 200W
標準価格	923,000 円

お問い合わせ

製品に関するお問い合わせ、修理の手配は CONTACTセンターまでご連絡ください。

* お客様の故意または過失による障害は別途費用を請求させていただきます。

株式会社ヨシダ CONTACTセンター 0800-170-1170 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
CAD/CAM専用ダイヤル (日曜・祝日・夏季休暇・年末年始は除く)

SmaPri Sonic 4K LL
オプション

ボトルローラ
SBR-2437



標準価格 50,000 円

素材とニーズにこだわり、模型用・矯正用その他特性に合わせた材料をご用意しています。

低コスト



スマプリ SP-Model-EY モデル用

各種、歯科用模型の作成に適しています。
標準価格 18,000 円

販売名: 光硬化性樹脂材料 SP-Model-EY
届出番号: 39B2X10004000054 (一般)
一般的名称 歯科用樹脂系模型材

水洗
レジン



スマプリ SP-Model-W モデル水洗用

造形後は水で洗浄して仕上げができます。
標準価格 20,000 円

販売名: 光硬化性樹脂材料 SP-Model-W
届出番号: 39B2X10004000066 (一般)
一般的名称 歯科用樹脂系模型材

高温滅菌
可能



スマプリ TrinDy DT-SG-160
サージカル用

オートクレーブ対応で材料を滅菌可能
標準価格 33,000 円

販売名: TrinDy DT SG 160a サージカル
届出番号: 13B2X10374000012 (一般)
一般的名称 歯科インプラント補綴用器具

販売名: 3D プリンタ SmaPri Sonic 4K LL 一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 届出番号: 39B2X10004000048 (一般)
製造販売元: 有限会社サット・システムズ

販売元 **株式会社ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは
株式会社ヨシダ CONTACTセンターCAD/CAM専用ダイヤル | ☎ 0800-170-1170 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00(日曜・祝日・夏季休暇・年末年始は除く)

※このカタログに記載の価格は2023年5月現在の標準価格(税抜)です。
※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁断転載



(01)02747937020678

C02498/2023年5月/1/ZB/@40/新

3Dprinter
SmaPri Sonic
4K LL

for Dental



高解像度出力で細部まで忠実に

3Dprinter

SmaPri Sonic 4K LL

大出力
の造形

200 × 125 × 200 mm
W
(横)

52 μm

※2

※2 調整可能な積層ピッチによる

- スマートフォンや PC などに使用される LCD を採用
- 面照射のため造形位置