

■ 模型スキャナー

スピード・精度・操作性に優れ、洗練されたデザインです。



Coex T7+

Coex T5+

Coex T3+

フルアーススキャン時間 (ベース&対合)	8 秒	12 秒	18 秒
精度	4 μm	7 μm	9 μm
カメラ	5.0MP × 4	5.0MP × 2	5.0MP × 2
オートエレベーション	○	○	○
カラーテクスチャー	○	○	○
咬合器スキャン	○	○	オプション
印象スキャン	○	—	—
レプリカデンチャー	○	オプション	オプション
フレキシブルスキャン	○	○	オプション
標準価格	¥2,580,000	¥1,680,000	¥980,000

■ ミリングマシン

湿式乾式両用・5軸加工対応の実用性に特化。  
様々な症例・材料に対応しています。



Coex450

Coex400

Coex300Pro

寸法	W790 × D790 × H1,645 mm	W545 × D590 × H1,630 mm	W545 × D590 × H1,580 mm
重量	250 kg	160 kg	155 kg
精度	± 5 μm	± 5 μm	± 5 μm
対応症例	クラウン・インレー / アンレー・ブリッジ・穴あきクラウン		
対応材料	レジンブロック・セラミックブロック・ジルコニアディスク・PMMA ディスク・WAX ディスク・チタンディスク	レジンブロック・セラミックブロック・ジルコニアディスク・PMMA ディスク・WAX ディスク	
標準価格	¥ 9,900,000	¥ 6,950,000	¥ 6,800,000

MEDIT iSeries

Intra Oral Scanner




販売名：i600&i700 オーラルスキャナ 一般的名称：デジタル印象採得装置 / 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
承認番号：30300BZ100031000 (管理 特管)  
※「i700 ワイヤレス」「i700 オーラルスキャナ」「i600 オーラルスキャナ」の販売名は、「i600&i700 オーラルスキャナ」です。  
製造販売元：株式会社ダブリュエスエム 石川県金沢市高尾南 2-33-101

○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T3プラス 届出番号：13B1X00005000243 (一般)  
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T5プラス 届出番号：13B1X00005000244 (一般)  
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス T7プラス 届出番号：13B1X00005000245 (一般)  
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 450 届出番号：13B1X00005000242 (一般)  
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 400 届出番号：13B1X00005000232 (一般)  
○一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名：コエックス 300 プロ 届出番号：13B1X00005000248 (一般)

製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9

販売元：株式会社ヨシダ  
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 コンタクトセンター TEL.0800-170-1170

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
※このカタログに記載の価格は 2026 年 1 月現在の標準価格 (税別) です。



C02501/2026 年 2 月 /@150/ 改

あなたに合ったスキャナーで  
診療をスタイリッシュに

## MEDIT *i*Series

スピーディーなスキャンを実現。  
高画質・高精度なデータで、快適な診療をサポートします。



*i*600

*i*700

*i*700 wireless

i700 wireless

# Magic Made Easy with a Simple Touch

i700のハイスペックさをそのままに  
より操作性に優れたワイヤレスに

製品の  
WEBサイト  
はこちら



## ワイヤレス

ケーブルがないため、どの角度でも快適にスキャンできます。近接部もスキャンしやすく、動きに制約がありません。



## 高速スキャン

最大 70FPS\* でスキャンができるため、スキャン時間の短縮を可能にします。

\*Frames per second: 1秒間にスキャンするデータのフレーム数



## 軽量

328g(バッテリー+チップ込み)と非常に軽量なため、持ちやすく、スキャン中の負担を軽減します。

## 180°回転チップ

上向きに装着できるため、上顎のスキャン時に持ちやすくなります。

## 広いスキャンエリア

一度に広範囲を読み込むことができます。

## リモートコントロールモード

PCに触らずに画面上のスキャンデータを操作できます。

## UV-C LEDライト

UV-C LEDによってスキャナーを清潔に使用できます。

## 次世代通信技術 mmWave 採用

60GHzの高い周波数で大容量のデータ伝送をスムーズに行います。

## 安定したバランス

バッテリーを装着した状態でも、安定した重量バランスで快適に使用できます。

## 長いバッテリー寿命

バッテリー寿命は最大8時間です。

連続スキャン

1時間

スタンバイモード

最大8時間\*

\*バッテリーの寿命は使用環境(温度、電波強度等)、バッテリーの状態により異なります。

3つのバッテリーが付属されているので、1つのバッテリーの充電がなくなってもすぐに交換できます。3つ同時に充電可能です。



インテリジェントパワーマネジメント機能搭載。未使用時は自動的にスリープモードに切り替わり、最大8時間スタンバイ。スタンバイ状態からスキャン再開に必要な時間はわずか数秒です。



3つのバッテリーを使い切ってしまった場合、電源ケーブルを接続するだけで、スキャナーを使い続けられます。



i700

# Unleash Your Clinic's Potential

## ハイスピードスキャン

最大70FPSでスキャンができるため、短時間でスキャンが完了します。  
 チェアタイムが短くなり、患者様、術者の負担が軽減します。  
 時間の削減ができるため、治療効率の向上が期待できます。

製品の  
 WEBサイト  
 はこちら



### 180°回転チップ

上向きに装着できるため、  
 上顎のスキャン時に  
 持ちやすくなります。



### UV-C LEDライト

UV-C LED によって  
 スキャナーを清潔に使用できます。



### 245gの軽量さ

本体重量 245gと非常に軽量で、  
 持ちやすくなっています。



### 広いスキャンエリア

一度に広範囲を  
 読み込むことができます。



### リモートコントロールモード

リモートコントロールモードで  
 パソコンに触れずに  
 画面の操作が可能です。



### 取り外し可能なケーブル

スキャナー本体から  
 ケーブルの取り外し可能です。



### PCまわりをきれいに

USB Type-C ポートにケーブル1本で接続。  
 電源ハブや余分なケーブルがなくなり、  
 持ち運びしやすく、PCまわりがすっきりします。



i600

# Digital Dentistry at Your Fingertips



製品の  
WEBサイト  
はこちら



## シンプルで簡単操作

ボタン1つでスキャンをコントロール。  
シンプルなデザインで、直感的な操作が可能。  
初めて口腔内スキャナーを利用する方、  
デジタル歯科を始めたい方におすすめです。



### 180°回転チップ

上向きに装着できるため、  
上顎のスキャン時に  
持ちやすくなります。



### スキャン開始

スキャンの開始 / 停止の  
コントロールします。



### 245gの軽量さ

本体重量 245gと非常に軽量で、  
持ちやすくなっています。



### 広いスキャンエリア

一度に広範囲を  
読み込むことができます。



### 取り外し可能なケーブル

スキャナー本体から  
ケーブルの取り外し可能です。

### PCまわりをきれいに

USB Type-C ポートにケーブル1本で接続。  
電源ハブや余分なケーブルがなくなり、  
持ち運びしやすく、PCまわりがすっきりします。



iシリーズ比較表

カテゴリ		i600 オーラルスキャナ	i700 オーラルスキャナ	i700 ワイヤレス
外観写真				
スキャン技術	フレームレート	35 FPS	70 FPS	
	光源	LED		
精度	フルアーチ	10.9µm ± 0.98		
ハンドピース	寸法	248 × 44 × 47.4 mm		313 × 44 × 47.4 mm
	重量	245g		328g (バッテリー&チップ含む)
チップ	スキャン領域	15 × 13 mm		
	Reversible Tip	○	○	○
モード	リモートコントロール	×	○	○
	UV-C LED	×	○	○
	スマートシェードガイド	○	○	○
	HD モード	×	○	○
接続方法	タイプ	ワイヤーあり USB3.1 ケーブル		ワイヤレス バッテリー付きケーブル
	ケーブル接続	○	○	○ (バッテリー充電器に直接接続)
	ケーブル取り外し	○	○	○

i700 wireless



i700



i600



フルサポート保証  
(5年)

**i700 wireless**  
フルサポート保証  
標準価格 400,000 円

**i600・i700**  
フルサポート保証  
標準価格 300,000 円

関連製品

	i700 wireless 標準価格 3,300,000 円	i700 標準価格 2,500,000 円	i600 標準価格 1,580,000 円
チップ	i700 ワイヤレスチップ (4個) 標準価格 62,800 円 	i700 オーラルスキャナチップ (4個) 標準価格 62,800 円 	i600 オーラルスキャナチップ (4個) 標準価格 62,800 円 
ケーブル	ケーブル付きバッテリー 標準価格 62,800 円 	USB 3.1 ケーブル 標準価格 34,600 円 	USB 3.1 ケーブル 標準価格 34,600 円 
バッテリー	バッテリー (3個) 標準価格 61,500 円 	—	—
ワイヤレスハブ	マルチハブセット* 標準価格 391,000 円 	—	—

\*セット品はワイヤレスハブ、USB3.1ケーブル、USB3.0ケーブル、電源コード&アダプター、ワイヤレスハブホルダーです。



**AJ200 スキャンカート**  
標準価格 70,000 円  
本体寸法：W47.7×D47.7×H80cm  
重量：約 10kg