

TMプレパレーションバー

仕様

TM-05

▶最大径1.55mm ▶ダイヤ長8mm ▶全長22mm



TM-05ff

▶最大径1.54mm ▶ダイヤ長8mm ▶全長22mm



TM-06

▶最大径1.27mm ▶ダイヤ長8mm ▶全長21mm



TM-06ff

▶最大径1.26mm ▶ダイヤ長8mm ▶全長21mm



TM-08

▶最大径1.57mm ▶ダイヤ長4mm ▶全長19mm



TM-08ff

▶最大径1.56mm ▶ダイヤ長4mm ▶全長19mm




製品特徴

「TMプレパレーションバー」は歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具です。

軸振れが非常に少ないため、ダイヤモンド粒子が切削面を均一に削ることができ、なめらかな形成面を得ることができます。

また、チャック（軸受け）の損耗を防ぎ、ハンドピースを長持ちさせることに繋がります。



電子顕微鏡 TMプレパレーションバー

商品コード	製品名	標準価格
443647	TMプレパレーションバー05 (6本入)	¥5,700
443654	TMプレパレーションバー05ff (6本入)	¥5,700
443661	TMプレパレーションバー06 (6本入)	¥5,700
443679	TMプレパレーションバー06ff (6本入)	¥5,700
443686	TMプレパレーションバー08 (6本入)	¥5,700
443693	TMプレパレーションバー08ff (6本入)	¥5,700
443704	TMプレパレーションバー各種 6本セット	¥5,700

販売名：TMプレパレーションバー
 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
 届出番号：13B3X00256000013（一般）
 製造販売業者：株式会社日向和田精密製作所

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2023年9月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
 （日曜・祝祭日を除く）



(01)02747937020951