

インストール不要で、
いつでもどこでも。



actionGATE for Browser

画像を手元でサッと表示。
チェアサイドのコミュニケーションをさらにスムーズに。

actionGATEのデータをWEBブラウザで閲覧できるシステムです。
専用のアプリは不要だから、iPadをはじめとしたタブレット端末ですぐに使用可能。

場所を選ばず、患者様の近くで素早く画像や動画を見せられます。

コミュニケーションをもっと早く、正確に、わかりやすく。

患者様の信頼を獲得し、継続的な通院につなげます。

actionGATE for Browser

シンプルな操作で患者様への説明を早く・わかりやすく

画像への書き込みで より視覚的に

タッチペン等を使用して、画像に描画や文字を書き込むことができます。
データはactionGATE に共有されます。




違いがわかる 比較表示

最大4枚まで比較表示ができます。術前／術後などがひと目でわかり、モチベーションアップに役立ちます。



動画でもっと イメージしやすく

静止画だけでなく、口腔内等を撮影した動画も簡単に再生できます。最大2つまで比較再生が可能です。



キャプチャ機能で CT画像も表示可能

専用ソフトを起動しなくても、スクリーンショットをキャプチャしておけば、CT画像も素早く見せられます。



動画も静止画も その場で撮影できる

actionGATE for Browser からタブレットのカメラを起動し、撮影が可能。データはactionGATEに共有されます。



※iPadのみ

PDFの資料で さらに効率化

PDFの閲覧もできるので、説明頻度が高い内容の資料を作成すれば、多くの患者様へ効率よく説明ができます。



■定価 150,000円(税込)

■推奨WEBブラウザ Safari / Microsoft Edge ※全て最新バージョン

■使用可能OS iPadOS / Windows11 / Windows10 ※全て最新バージョン

※ご使用の環境によっては、上記要件を満たしていても正常に動作しない場合がございます。

■ご注意 本製品のご利用には、actionGATE(ver.5.0.5以上)が必要です。
本製品はイントラネットです。
インターネット(クラウド)ではないため、院外では使用できません。

■製造元 株式会社ヨシダデンタルシステム

■発売日 2023年7月21日

action GATE SYSTEM お問い合わせはこちら

リモート機能で画面操作をサポート。システム導入後も安心をご提供します。

ヨシダコンタクトセンター・フリーコール

0120-178-148

月曜日～金曜日 9:00～17:30 土曜日 9:00～17:00
※日曜・祝日・夏季休暇・年末年始は除く



株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

※仕様は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 禁無断転載



(01)02747937020845
C02515/2023年6月/@20/新