



多彩なモードも簡単設定

ジェラル D-Lux Pen

ディラックス ペン

●4つのモード搭載


材料や治療に応じたモード選択が可能です。

●1台で2つの波長域をカバーします。

光重合 : 440nm~515nm

診断サポート : 385nm~430nm

波長域グラフ*



*製造元調べ



標準価格 **60,000円** (税別)



光量と波長域

光重合: 440nm~515nm
2,300mW/cm², 1,500mW/cm², 1,000mW/cm²

サポートモード: 385nm~430nm
600mW/cm²(サポートモード)
う蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能です。




360度回転

LEDヘッド部は360°回転可能でさまざまな部位に簡単に照射できます。



軽量で清潔

約100gの軽量、また優れたデザイン性により、使い勝手が良く、照射性に優れた製品です。
専用スリーブで清潔な診療が可能です。



高い光直進性

照射用レンズの最適化により、光の集光性・直進性をはかり、広範囲かつ、より深部への照射を可能にしました。



優れた硬化性

φ11mmの照射部に4つのLEDを組み込む事で均一な光分布を実現しました。

ヘッド部の厚みは約9mmと薄く白歯部の照射も容易です。



安心な充電容量

フル充電には約4時間必要です。
満タン時2,300mW/cm²、3秒で約1,000回程度の照射が可能です。
電池容量: 3.7V1,600mAh
また本機器はオートスリーブ設定が可能であり、1分、5分、10分、15分での選択が可能です。



販売名: ジェラル D-Lux Pen
一般的名称: 歯科重合用光照射器 (汎用歯科用照明器)
届出番号: 27B1X00147000012 (一般・特管)
寸法: 約24×21×230(mm) 重量: 109g
ACアダプター電源: 100-240V 出力: DC5V/1A
波長域・光量(重合用): 440-515nm,
三種2,300mW/cm², 1,500mW/cm², 1,000mW/cm²以上
波長域・光量(サポート用): 385-430nm, 600mW/cm²
標準価格: 60,000円(税別)
製造販売業者: Angelus Japan 株式会社

関連商品・部品



LEDヘッド部
標準価格 18,000円(税別)



ライトプロテクター
標準価格 4,000円(税別)



スリーブ (100枚)
標準価格 1,500円(税別)



ア・ウーノ ローフロ
St ベーシック 2.8g (1.5mL)
1本 標準価格 2,900円(税別)
f・U・NO ア・ウーノ シリーズ (全10種)
独自の色調適合技術によりベーシックシェード1色で16シェードに対応可能なユニバーサルシェード型レジン
販売名: ア・ウーノ
一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
認証番号: 304AABZX00013000(管理)
製造販売元: YAMAKIN 株式会社
高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3



Nu:le Coat リキッド クリアー (6mL)
1本 標準価格 3,000円(税別)
Nu:le Coat ジェル クリアー (2mL)
1本 標準価格 4,800円(税別)
Nu:le Coat 歯科表面滑沢硬化材
ヌールコート
さらっと塗りやすいコーティング・キャラクターライズに
販売名: Nu:le Coat
一般的名称: 歯科表面滑沢硬化材 (高分子系歯冠用着色材料、歯科レジン用接着材料、歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯面コーティング材)
認証番号: 303AABZX00051000(管理)
製造販売元: YAMAKIN 株式会社 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 価格は2024年9月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●取扱店

