

YOSHIDA

ポータブル 超音波洗浄装置

Cuera

Oral Appliance **Smart Cleaner**

いつでも、どこでも
キュエラでキレイに
この手軽さがわたしにフィットする

Fit

水だけ

4 min

1回の洗浄を水だけで
わずか4分で完了



超音波 & UV

42-44kHz 超音波洗浄
270~280nmの
UV-C紫外線



**コンパクトで
持ち運びやすい**

1回の充電で
最大30回使用可能



ポータブル 超音波洗浄装置

Cuera

Oral Appliance Smart Cleaner

毎日お口に入れる器具だからこそ スマートに洗浄して常に清潔に。

マウスピース矯正や義歯などの口腔内装置は、日々のケアを怠るとプラークや細菌が繁殖し口内炎や歯周炎、さらには肺炎や胃腸炎などを引き起こすことがあります。

Cuera(キューエラ)で手軽に毎日しっかり洗浄し清潔な習慣を身につけましょう!

超音波洗浄とUV装置を兼ね備えた



超音波洗浄

コンパクトサイズでありながら42~44kHzの超音波洗浄が可能です。お口の器具についている汚れやプラークを徹底的に除去することで器具の隅々まで洗浄します。



UV(紫外線)装置搭載

270~280nmのUV-C紫外線で、お口の器具に繁殖する細菌とバクテリアを抑制します。

製品構成

- ・本体×1
- ・USBケーブル×1



商品コード 5801415271

仕様

標準価格 : 23,500円(税別)
患者様参考価格 : 25,850円(税別)

寸法 : φ93.5×78.8mm
タンク : φ83×35.5mm
重量 : 約365g

いつでも、どこでもキレイに



バッテリー内蔵で持ち歩き可能

USB(Type-C)でフル充電すると、最大30回の使用が可能。コンパクトサイズで持ち運びが簡単。コードレス設計なので、水の入れ替えもスムーズに行えます。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格は2025年9月現在の税別価格です。

お問い合わせは下記まで

禁無断転載

©発売元:  株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)



(01)02747937023426

C02772/2025年9月/ @20/ 新