

YOSHIDA

ORAL APPLIANCE SMART CLEANER

いつでも、どこでも *Fit*
キューエラでキレイに

ポータブル 超音波洗浄装置

Cuera



超音波&UV

42-44kHz 超音波洗浄
270~280nmのUV-C紫外線

4min

is enough with Cuera

短時間

1回の洗浄が
わずか4分で完了



**コンパクト
バッテリー内蔵**

1回の充電で
最大30回使用可能



プラークが付着した義歯

毎日お口に入れる器具だからこそ、
正しく洗浄し清潔に保つ習慣
を身につけることが大切です。

お手入れが不十分な場合、
プラークや汚れ、細菌などが繁殖しやすくなります。
これによって口内炎や歯周炎のみならず肺炎、
胃腸炎などの疾患を引き起こす可能性があります。
義歯、マウスピース、マウスガード等の洗浄に
お使いいただけます。



標準価格 23,500円(税別)
患者様参考価格 25,850円(税別)

■製品構成
本体×1、USBケーブル×1
※本製品は患者様購入日から1年間保証です。

超音波洗浄とUV装置を兼ね備えた スタンダードデンタルマネージャー。

超音波洗浄



Cueraはコンパクトサイズでありながら42~44kHzの
超音波洗浄が可能です。お口の器具についている汚れやプラークを
徹底的に除去することで器具の隅々まで洗浄します。

UV装置



CueraはUV(紫外線)装置を搭載しています。
270~280nmのUV-C紫外線でお口の器具に繁殖する
細菌とバクテリアを抑制します。



いつでも、どこでもキレイに ポータブルデンタルマネージャー。

バッテリー内蔵で持ち歩き可能なコンパクトサイズ



Cueraはバッテリーで作動し、フル充電する場合最大30回使用可能です。
コンパクトなサイズで自宅だけでなく外でも持ち歩きやすくいつでも、
どこでも使いやすく、お口の器具を清潔に保つことができます。

ユーザーフレンドリーなコードレス構造



Cueraはユーザーフレンドリーな設計です。
コードレスタイプのため水の入れ替えがシンプルに行えます。
また、USB(typeC)充電が可能ですので充電場所も選びません。



◎販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年6月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00

(日曜・祝祭日を除く)

携帯電話からは03-6880-2155におかけください。



(01)02747937021903

C02621/2024年6月/PRI/20/@20/新