

YOSHIDA

デンタルハイジニスト セレクト

Yoshida Group



DH select

Special Campaign

キャンペーン期間 2026.07.20 まで



NOVA
SEASONS α

DHselect ITEM

— Fukka-Fuka シート —

ゆったりと身をゆだねられる
最高級ソファのような心地よさ



ドクターズツール
モア Nr




快適な質感とやわらかさで
リラックスできるメンテナンスを提供



安心感と心地よさを提供

シートカラー



アシスタントハンガー



2ハンド用ハンガーで
ストレスフリーな診療を

スムーズに

ハイジーンワークを



インフォームドコンセントを行える
LED 無影灯「ルキオン」

前面にミラーパネルを採用したことにより、
患者さんにより直接的な説明をすることができます。



ルキオン12



メンテナンスに必要な
インスツルメントを標準搭載



プロフィーコントラ
ハンドピース
8M11A

サブソニック
ブラッシュシステム
ユリー

- 仕様・型式◎商品名:ノバ シーズンズα◎電源:AC100V50/60Hz ◎消費電力:750VA ◎チェアタイプ:カンター1型(ベースマウント)・2型(オーバーアーム)・3型(カート) / 前折れステップ1型(ベースマウント)・2型(オーバーアーム)・3型(カート)
- 標準装備◎タービン回路 1基:タービンホースのみ◎マイクロモーター1基:40DSa(光付きマイクロモーター)◎マイクロモーターハンドピース:プロフィーコントラハンドピース 8M11A (1/5 減速コントロ)◎アシスタントハンガー:2ハンド用 AEH 受けセット一式◎トリプルシリンジ:905 シリンジ 1基◎シリコンホース◎バキューム:セントラル方式 ◎排唾:セントラル方式 ◎オペレーティングライト:ルキオン 12 ◎フットスイッチ:横スライド S 型 (チェア作動 SW あり) ◎コップ給水:タイマー式◎水除菌フィルタ [ユニコア] ◎チェアアームレスト [ユニット側] ◎ヘッドレスト:頸椎保持型◎Dr 用スツール:モア Nr

販売名:U26ユニット 一般的名称:歯科用ユニット 認証番号:304AGBZX00078000(管理 特管 設置)※ノバシーズンズαの販売名はU26ユニットです。

販売名:ルキオン 一般的名称:汎用歯科用照明器 届出番号:08B2X00001000006(一般)

◎製造販売元:吉田精工株式会社 茨城県行方市八木崎660

販売名:コントラハンドピース8M 一般的名称:ストレート・ギアドアングルハンドピース 認証番号:20900BZ200015000(管理 特管)

◎製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

販売名:ユリー 一般的名称:歯科用エアスケーラ 認証番号:226AKBZX00111000(管理 特管)

◎製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

◎販売元: <株> 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター) <https://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937021996

C02630/2026年5月/①/改