

YOSHIDA

デンタルハイジニスト セレクト

DH select

Special Campaign

2024.08.21-



NOVA
SEASONS α

DHselect ITEM

— Fukka-Fuka シート —

ゆったりと身をゆだねられる
最高級ソファのような心地よさ



ドクターズツール
モア Nr




快適な質感とやわらかさで
リラックスできるメンテナンスを提供



安心感と心地よさを提供

シートカラー



アシスタントハンガー



2ハンド用ハンガーで
ストレスフリーな診療を

スムーズに
ハイジーンワークを



インフォームドコンセントを行える LED 無影灯「ルキオン」

前面にミラーパネルを採用したことにより、
患者さんにより直接的な説明をすることができます。



ルキオン12



メンテナンスに必要な インスツルメントを標準搭載



プロフイーコントラ
ハンドピース
8MIIA

サブソニック
プラスシステム
ユリー

- 仕様・型式◎商品名：ノバシリーズa◎電源：AC100V50/60Hz◎消費電力：750VA◎チェアタイプ：カンター1型(ベースマウント)・2型(オーバーアーム)・3型(カート)/前折れステップ1型(ベースマウント)・2型(オーバーアーム)・3型(カート)●標準装備◎タービン回路1基：タービンホースのみ◎マイクロモーター1基：40DSa(光付きマイクロモーター)◎マイクロモーターハンドピース：プロフイーコントラハンドピース 8MIIA (1/5減速コントラ)◎アシスタントハンガー：2ハンド用 AEH 受けセット一式◎トリプルシンジ：905 シリンジ1基◎シリコンホース◎パキューム：セントラル方式◎排唾：セントラル方式◎オペレーティングライト：ルキオン12◎フットスイッチ：横スライドS型(チェア作動 SW あり)◎コップ給水：タイマー式◎水除菌フィルタ【ユニポア】◎チェアアームレスト【ユニット側】◎ヘッドレスト：頸椎保持型◎Dr用スツール：モアNr
- 販売名：U26 ユニット 一般名称：歯科用ユニット 認証番号：304AGBZX00078000 (管理 特管 設置) ※ノバシリーズaの販売名はU26 ユニットです。
- 発売元：〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター) <https://www.yoshida-dental.co.jp>
- 製造販売元：吉田精工株式会社 〒311-3506 茨城県行方市八木蒔 660

販売名：ルキオン 一般名称：汎用歯科用照明器 届出番号：08B2X00001000006 (一般)
販売名：コントラハンドピース 8M 一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号：20900BZZ00015000 (管理 特管)
販売名：ユリー 一般名称：歯科用エアスケーラ 認証番号：226AKBZX00111000 (管理 特管)

