

YOSHIDA

イ ー モ ー シ ョ ン

ミックススター eMotion

歯科用印象材混こう器

ハニガムプロ印象材自動練和器は
簡単な操作で、かつ材料の無駄も減らし
必要な量をご使用いただけます。



DMG

Product features

寸法：370×180×430mm
重量：8.9kg


Point 01

簡単なボタン操作で自動練和



Point 02

印象材を均質に練和可能



Point 03

印象材の不要な使用を低減



YOSHIDA

ハニガムプロ

Honigum Pro

シリコーン印象材

製品説明 動画



Point 01

高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

Point 02

ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくい
ため、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が
可能です。

Point 03

馴染みの良さ



インジェクションとトレイタイプの馴染みが良いので、
印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴
物を作製することが可能になります。

テクニカル データ

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty
	Fast		Fast		Fast		Fast		Fast		Soft
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
練和時間(分)											0:30
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

※出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011



409214

ハニガムプロ ライトボディ 50mL×2本
標準価格: 9,300円(税別)

445371

ハニガムプロファスト ライトボディ 50mL×2本
標準価格: 9,800円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップイエロー×10本
- ・イントラ オーラルチップ×10本



409239

ハニガムプロ モノボディ 50mL×2本
標準価格: 9,200円(税別)

445388

ハニガムプロファスト モノボディ 50mL×2本
標準価格: 9,700円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップグリーン×4本
- ・イントラ オーラルチップ×4本



409246

ハニガムプロ ヘビーボディ 50mL×2本
標準価格: 8,900円(税別)

445395

ハニガムプロファスト ヘビーボディ 50mL×2本
標準価格: 9,400円(税別)

- ・50mL×2本
- ・オートミックスチップグリーン×4本



457903

ハニガムプロ モノボディ 380mL×1本
標準価格: 16,500円(税別)

445406

ハニガムプロファストモノボディ 380mL×1本
標準価格: 17,500円(税別)

- ・380mL×1本
- ・380mL用ミキシングチップ×10本



457892

ハニガムプロ ヘビーボディ 380mL×1本
標準価格: 19,800円(税別)

445413

ハニガムプロファストヘビーボディ 380mL×1本
標準価格: 20,800円(税別)

- ・380mL×1本
- ・380mL用ミキシングチップ×10本



409253

ハニガムプロ ベース/キャタリスト 各450mL
標準価格: 21,600円(税別)

- ・ベース/キャタリスト各450mL

◎一般的な名称: 歯科用印象剤混こ器 ◎販売名: ミックススター eMotion ◎届出番号: 13B1X00005000265(一般)

◎一般的な名称: 歯科用シリコーン印象材 ◎販売名: ハニガムプロ ◎認証番号: 302AKBZX00055000(管理)

◎製造販売元: 株式会社 ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(ユニット・歯科材料・滅菌器その他のお問合せ)

※仕様は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 禁無断転載



(01)02747937022627

C02692/2025年7月/20/改