

**YOSHIDA**


# Precision SM622

New

## 充実な標準装備!

4 in 1 module

フォーカス調整機能付き4Kカメラ



30°エクステンダー、ビームスプリッター、ターンテーブル、4Kカメラが1つにまとまった「4イン1モジュール」を標準装備。  
内蔵された4Kカメラは、対物レンズと別にフォーカス調整が可能。  
付属のフットスイッチまたはワイヤレスマウスで静止画と動画の撮影操作が可能。

## 患者説明ソフト



撮影した画像2枚同士または、  
画像とライブ映像の比較が可能です。



撮影した画像及び動画は  
サムネイルで一覧表示されます。



## バランスアーム・ 首振り機能

4イン1モジュールやデジタルカメラなどの  
外部アクセサリを装着した状態でも  
バランスを調整し、顕微鏡ヘッド部の上下左右の動きを  
滑らかに行うことが可能です。



販売名：プレジジョン SM622  
医療機器分類：一般医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器  
届出番号：27B1X00147000031  
一般的名称：可搬型手術用顕微鏡・手術用顕微鏡・架台式手術用顕微鏡  
・歯科用口腔内カメラ・汎用歯科用照明器  
製造販売業者：Angelus Japan株式会社

標準価格 **3,400,000円(税別)**

フォーカス調整幅  
190mm~460mm  
対物レンズ  
無段階電動ズーム変倍



焦点距離190mmから460mmまで  
顕微鏡ヘッド部を動かすことなく  
フォーカス調整可能。  
総合倍率3.4倍から20.4倍まで  
電動によるシームレスな  
倍率変更が可能。



**angelus**<sup>®</sup>  
Japan



Nextvision  
ネクストビジョン

標準価格  
**2,810,000円(税別)**



## 口腔内を鮮明に捉える、4K・80倍の高画質。 高精細な治療と伝わるコミュニケーションを。

ネクストビジョンは高画質で高倍率な画像を提供する  
誰もが簡単に使える「デジタルマイクロスコープ」です。

最高倍率80倍・4K高画質映像をモニターへリアルタイムに  
映し出すことでより高精細な治療をサポートします。

○販売名：ネクストビジョン○医療機器分類：一般医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理委員長機器○届出番号：13B1X00133000079  
○一般的名称：可搬型手術用顕微鏡・手術用顕微鏡・架台式手術用顕微鏡・歯科用口腔内カメラ○製造販売業者：株式会社吉田製作所

# MICRO INSTRUMENTS

顕微鏡を使用した診療に便利な器具をご案内いたします！

## 表面反射型ミラー ～虚像の無いクリアな視野に～

1 コード 870528 メガミラー#4 Φ22 (12個入) 標準価格 9,800円(税別)

2 コード 888049 メガミラー・メガマイクロ用ホルダー 標準価格 1,400円(税別)

販売名：メガミラー  
一般的名称：歯鏡  
届出番号：13B1X00005000077(一般)  
製造販売業者：株式会社ヨシダ



## エクスプローラー ～根管口や根管内の探索に～

3 コード 669532 エクスプローラー(両頭)#EXPL-16 標準価格 6,750円(税別)

販売名：エクスプローラー  
一般的名称：歯科用探針  
届出番号：13B1X00005000090(一般)  
製造販売業者：株式会社ヨシダ



## マイクロスクレーパー ～残存したガッタパーチャの除去に～

4 コード 457861 マイクロスクレーパーNo1 (頬舌方向用) 標準価格 7,700円(税別)

5 コード 457878 マイクロスクレーパーNo2 (近遠心方向用) 標準価格 7,700円(税別)

販売名：マイクロスクレーパー  
一般的名称：歯科用起子及び剥離子  
届出番号：08B3X10007000250(一般)  
製造販売業者：株式会社背戸製作所




## プレジジョンEndo Bur ～ストレートラインアクセス、イスマス形成、軟化象牙質の除去に～

6 コード 457021 プレジジョンEndo Bur アソート 31mm (6本入) 標準価格 8,100円(税別)

7 コード 457091 プレジジョンEndo Bur アソート 34mm (6本入) 標準価格 8,100円(税別)

販売名：プレジジョン Endo Bur  
一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル(歯科用カーバイドバー)  
認証番号：304AGBZX00042000(管理医療機器)  
製造販売業者：Angelus Japan株式会社



先端径  
0.5mm～  
Φ1.4mmの  
6種類



## コメットダイヤモンドバー ～健全歯質を保存できる形状で、ピンポイントな腐蝕除去に～

8 コード 887627 マイクロキットミディアム#4337 (6本入)

9 コード 887641 マイクロキットファイン#4337F (6本入)

販売名：コメット マイクロプレパレーションバー  
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー  
届出番号：27B2X0009000018(一般)  
製造販売業者：株式会社モモセ歯科商会



※ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

◎販売元：株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 0800-170-5541 (コンタクトセンター) <http://www.yoshida-dental.co.jp>

C02747/2025年7月/20/新



(01)02747937023167