

YOSHIDA

contra-angle handpiece 1:5

YN200MLX



5倍速コントラアングルハンドピース


YN200MLXの機能

クリーンヘッドシステム




口腔内の血液や唾液など汚染物質の侵入を防ぐ、サックバック防止機構。

スリムボディーで広がる視野



処置中、視野を確保しやすく、バー先端の調整などが容易になるため、細部へのアプローチに適しています。

シームレスな内部回路



内部回路をシームレスにしたことで、ギヤやベアリングへオイルが充分に行き渡り、安定した性能を発揮します。



販売名：エスマックス MC (YN200MLX) 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号：221ALBZX00023000(管理 特管)
製造販売元：株式会社ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700番地

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937022702
C02702/2025 年 5 月 /@20/ 新