



プレジジョン Helios 680

標準価格:1,390,000円(税別)

販売名:プレジジョン Helios680

一般的名称:デジタル印象採得装置/ 歯科用口腔内カメラ

承認番号:30700BZX00251000(管理 特管)

※「Helios680」の正式名称は「プレジジョン Helios680」です。

プレジジョン Helios680 フルパーツ保証(3年):100,000円(税別)

プレジジョン Helios680 ソフト使用料:月額1,000円(税別)



製品仕様

精度(全顎)	16μm
深度	20mm
スキャン領域	16×14mm(L) / 12×12mm(S)
フレームレート	30fps
コード	1.8m
ポート	USB 3.0
出力データ	STL/PLY/OBJ
その他	オートキャリブレーション、リモートコントロール 本体寸法:245mm×47mm×36mm/本体重量:161g

推奨PC

CPU	インテル 第13世代 Core i7-13700 以上
RAM	32GB 以上
ストレージ	1TB SSD
GPU	Nvidia GeForce RTX3060以上
ディスプレイ	1920×1080 以上
ポート	USB 3.0以上
OS	Win10/11

• OTHER PARTS 別売リパーツ




プレジジョン Helios680 チップ(L) 1個入り/標準価格:8,790円(税別) プレジジョン Helios680 チップ(S) 1個入り/標準価格:8,790円(税別) プレジジョン Helios680 卓上ホルダー 1個入り/標準価格:15,680円(税別) プレジジョン Helios680 TypeAケーブル 1個入り/標準価格:15,690円(税別)

• CLOUD SERVICE クラウドサービス



CLOUD SERVICE

取得したスキャンデータをクラウド上で一括管理し、提携する 歯科技工所とリアルタイムでやりとりが可能 なサービスです。データのアップロードは簡単に操作でき、歯科技工所はダウンロードするだけでデータのやりとりが可能になります。



※本製品はスキャナー本体とは別に、ソフトウェア使用料(月額制)が発生します。
 ※本ソフトウェアに付随するクラウドサービス(500GB)は長期保存を目的としたサービスではなく、技工所等とのデータのやり取りを支援するものです。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年4月現在 消費税別です。

● お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-1170

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

● 製造販売元: Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積4-13

angelus
Japan

072-657-7756



(01)02747937023938

C02822/2026年4月/@40/改


CONCISE-ios 680

HELIOS




YOSHIDA

HELLO iOS!



便利な180°回転チップ



取り外せる先端チップは
オートクレーブ滅菌対応
[滅菌バックに入れ、滅菌温度・乾燥温度は、135°C以下]




人間工学に基づいた軽量設計



強化された曇り防止機能



CONCISE-iOS 680 HELIOS



シンプル操作

- わかりやすく、シンプルなインターフェイスで快適に操作できます。




未取得箇所を色分け表示

- スキャンが取れていない箇所は色分けされて表示されるのですぐに見つけることができます。



患者レポート

- 取得したスキャンデータをもとに、口腔内状態をわかりやすく可視化した患者レポートを作成できます。治療内容の説明や患者理解の向上に役立ちます。



臨床使用例や便利な機能使用方法

- 右QRコードに実際の臨床使用例や便利な機能使用方法を掲載しております。

