

DENTCRAFT®

YOSHIDA

硬い、強い、薄い。
上・下顎の装着が
競技を変える。

ポリカーボネート
特殊樹脂採用

KATAI

次世代型マウスガード誕生。

DEFENDER

KATAI



TENNIS



BOXING



LACROSSE



BASKETBALL



RUGBY



BASEBALL

対象スポーツ(マウスガード着用規定が定められています。詳しくは各競技団体に確認ください。)

DENTCRAFT®

DEFENDER KATAI



Defender KATAI は、硬くて非常に割れにくいポリカーボネート素材を採用しています。これにより、従来*のスポーツマウスガードと比較してより高い保護性能を実現しました。さらに、薄型で違和感の少ない設計により、スポーツ中における歯の安全性と快適性を両立させる独自設計のスポーツマウスガードです。

※弊社従来品との比較

KATAI

上顎

下顎




素材	ポリカーボネートシート(製品名:EC105)
カラー	クリア
ラインナップ	φ125 1.5mm(10枚入り) 9,000円(900円/枚) φ125 1.0mm(10枚入り) 8,000円(800円/枚)

MECHANISM

衝撃吸収 / 分散効果比較


Defender KATAIは高い硬度と耐衝撃性を持つ素材を採用し、衝撃を効率よく後方へ逃がす構造により、スポーツ中の歯の安全性と快適性を高いレベルで両立しています。

従来のマウスガード



やわらかい材質で衝撃が伝わりやすい

DEFENDER KATAI



衝撃を後方へ流すため
直接的な前歯へのダメージを軽減

LINEUP

関連商品

マウスピースウォッシュ 100mL

除菌力に優れ、汚れを剥離臭いも気になりません



標準価格: 1,350円(税別)
患者参考価格: 1,800円(税別)

マウスガード洗浄器 デンタルクリーナー

テーパ状のブラシで全体を一度に簡単ブラッシング

持ち運べる
携帯ケース付き



標準価格: 3,900円(税別)
患者参考価格: 4,900円(税別)

デンタルクリーナー 交換用ブラシ(2個セット)



標準価格: 1,250円(税別)
患者参考価格: 1,850円(税別)

マウスガード携帯ケース デンタル携帯用ケース

スタイリッシュで頑丈なデザイン
大切なマウスガードを安全に保管



標準価格: 1,350円(税別)
患者参考価格: 1,950円(税別)

お取引歯科ディーラー

株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL **0800-170-5541**

月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00

※日曜・祝日・夏季休暇・年末年始は除く



(01)02747937024089
C02837/2026年3月/@20/新