



ZerofloX™

ゼロフロックス

エラストマー性[※]マイクロアプリーケーター

※エラストマーとは… ゴムのように柔軟性・弾性がある材料



脱落のないブラシ毛

脱落がないエラストマー性ブラシは、最終修復物に残らない設計




非吸収性ヘッド

余分な材料を吸収することなく塗布後に残る量を最小限にし、材料の無駄を軽減



容易なアクセス

2つの曲げポイントを備え、到達しにくい部位への口腔内アクセスを容易に



ユニバーサルサイズ設計

処置の効率化と在庫管理をシンプル化


ゼロフロックスは効率的かつ毛羽の出ない塗布を目的として設計されています

- ボンディング材
- エッチング材
- 知覚過敏抑制材
- コンポジットレジン ほか

脱落のないブラシ毛

ファイバー繊維の脱落がありません

- ファイバー繊維を使用しないエラストマー性ブラシを採用しているため、繊維の脱落がなく、塗布面に残存しません。



非吸収性ヘッド

材料の無駄を軽減する


- 吸収せず、液だれしないエラストマー性ブラシは、優れた液体保持・放出特性を備え、吸着したほぼ全量を塗布部分へ放出します。



容易なアクセス

精密な塗布が可能

- 柔らかくしなやかなヘッドは2つの曲げポイントを備えており、幅広い臨床用途において到達しにくい部位への口腔内アクセスを容易にします。
- 三角形のハンドルとリップ付きグリップにより、人間工学に基づいた操作性を提供します。



ユニバーサルサイズ設計

さまざまな用途に対応

- ソフトで柔軟性のあるユニバーサルサイズのブラシヘッドは、広範囲の塗布はもちろんのこと、狭窄部位、不規則な部位への口腔内アクセスを容易にします。
- 従来のマイクロアプリケーターの「細径」と「通常径」を1つのサイズに統合し在庫管理をシンプル化します。



	<table><tr><td>カラー</td><td>● ミント</td></tr><tr><td>サイズ</td><td>ユニバーサル</td></tr><tr><td>用途</td><td>ボンディング材、エッチング材、フッ化物、知覚過敏抑制材、シーラント材等の塗布</td></tr><tr><td>本数</td><td>100本入り</td></tr><tr><td>標準価格</td><td>2,700円</td></tr><tr><td>商品コード</td><td>357301</td></tr></table>	カラー	● ミント	サイズ	ユニバーサル	用途	ボンディング材、エッチング材、フッ化物、知覚過敏抑制材、シーラント材等の塗布	本数	100本入り	標準価格	2,700円	商品コード	357301
カラー	● ミント												
サイズ	ユニバーサル												
用途	ボンディング材、エッチング材、フッ化物、知覚過敏抑制材、シーラント材等の塗布												
本数	100本入り												
標準価格	2,700円												
商品コード	357301												

●販売名：ゼロフロックス 一般的名称：歯科用粘薬針 届出番号：13B1X00005000263 (一般) 製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9
●仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格は2026年3月現在の税別価格です。

無断転載禁止

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937023976

C02826/2026年3月 / @20/ 新