

YOSHIDA

必要な機能を備えた
口腔なスキャナー

シンプルなデザインで、操作がより簡単に
多機能搭載のコストパフォーマンスに優れた口腔内スキャナーです。

MEDIT
i600



実寸大

MEDIT i600

高いスキャン性能と
選べる操作性

大きなFOVと30ミリの深い被写界深度で、スムーズかつ快適なスキャニングを。
10ビット第3世代光学エンジンが、鮮明な色彩表現を実現。




実寸大



MEDIT i900C

スペック

ボタン or タッチパッド
選べる操作性

カテゴリー		i600 オーラルスキャナ	i900C オーラルスキャナ	i900 オーラルスキャナ
外観写真				
スキャン技術	フレームレート	最大35FPS	最大70FPS	
	光源	LED		
精度	フルアーチ	10.9 μm ± 0.98		
ハンドピース	寸法	248 × 44 × 47.4mm	223.4 × 36.7 × 35.3mm	
	重量	245g	165g	
チップ	スキャン領域	15 × 13mm	L:18 × 15mm M:14 × 11.5mm	
	被写界深度	12~23mm	12~30mm	
	Reversible Tip	○	×	
モード	リモートコントロール	×	○	○
	UV-C LED	×	○	○
	スマートシェードガイド	○	○	○
	HDモード	×	○	○
接続方法	タイプ	ワイヤーあり		

◎販売名：i600 & i700 オーラルスキャナ ○一般の名称：デジタル印象採得装置／歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット ○承認番号：30300BZ100031000(管理 特管)
○製造販売元：株式会社ダブルユーエスエム 石川県金沢市高尾南2-33-101 ※「i600 オーラルスキャナ」の販売名は、「i600 & i700 オーラルスキャナ」です。

◎販売名：i900 オーラルスキャナ ○一般の名称：デジタル印象採得装置／歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット ○承認番号：30800BZ100003000(管理 特管)
○製造販売元：株式会社 ダブルユーエスエム 石川県金沢市高尾台三丁目290番地 ※「i900 オーラルスキャナ」「i900C オーラルスキャナ」の正式名称は「i900 オーラルスキャナ」です。

関連商品

	i600 オーラルスキャナ	i900C オーラルスキャナ	i900 オーラルスキャナ
	標準価格 1,580,000円(税別)	標準価格 2,480,000円(税別)	標準価格 3,480,000円(税別)
チップ	<div><div>i600 オーラルスキャナ チップ(4個)</div><div></div><div>標準価格 62,800円(税別)</div></div>	<div><div>i900 / i900C オーラルスキャナ チップ M(4個)</div><div></div><div>標準価格 62,800円(税別)</div></div>	<div><div>i900 / i900C オーラルスキャナ チップ L(4個)</div><div></div><div>標準価格 62,800円(税別)</div></div>
ケーブル	<div><div>i600 オーラルスキャナ USB 3.1ケーブル</div><div></div><div>標準価格 34,600円(税別)</div></div>	<div><div>i900 / i900C オーラルスキャナ USB-C PDケーブル(2m)</div><div></div><div>標準価格 34,600円(税別)</div></div>	<div><div>i900 / i900C オーラルスキャナ USB-C PDケーブル(2.5m)</div><div></div><div>標準価格 34,600円(税別)</div></div>

フルパーツ保証(5年)

<div><div></div><div><div>i600 オーラルスキャナ</div><div>フルパーツ保証</div><div>標準価格 300,000円(税別)</div></div></div>	<div><div></div><div><div>i900C オーラルスキャナ</div><div>フルパーツ保証</div><div>標準価格 300,000円(税別)</div></div></div>	<div><div></div><div><div>i900 オーラルスキャナ</div><div>フルパーツ保証</div><div>標準価格 400,000円(税別)</div></div></div>
--	---	--