

**YOSHIDA**

歯科用口腔内カメラ

# PixyCam

➤ 軽量・簡単操作

➤ 高画質撮影



## 特徴

### 快適な使い勝手

軽量かつコンパクトな設計で、簡単に操作ができます。  
接続後、すぐに撮影保存が可能です。

### 高画質

約207万画素の高画質を実現。鮮明で高精細な画像を提供いたします。



## 製品仕様

画像解像度	1920×1080
焦点範囲	5～35mm
本体寸法	W210×D20×H20mm
本体重量	約62.7g
画角	60°
光源	白色LED×6
PC接続	USB2.0
読み込み方式	TWAIN



## 消耗品



USBケーブル



レンズカバー（500枚）

○販売名：ピクシーカム ○一般的名称：歯科用口腔内カメラ ○届出番号：13B1X00005000276（一般）  
○製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 コンタクトセンター TEL.0800-170-1180

※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止



(01)02747937024133

C02842/2026年4月/@20/新