

WAVE PICT NX



Easier access for smoother imaging

高画質撮影

92万画素の高画質を実現。9個のLEDを搭載し、明るさや色調調整が可能。選択可能な色温度モードで、好みの照明環境を選択いただけます。




280°回転ヘッド

角度調整により、撮影しにくい部位にもスムーズにアプローチ可能。
口腔内へアクセスしやすいので、無理な姿勢をとることなく撮影でき、術者の疲労を軽減します。



Trophy Imagingによるデータ管理

WAVE PICT NXで撮影した画像は、パノラマやデンタル、3D画像と共に、Trophy Imagingで患者さんごとにデータ管理が可能。より充実したインフォームドコンセントを行えます。



◆仕様

画像解像度	1280x720
焦点範囲	10mm~100mm
本体寸法	W202xD29×H28mm
本体重量	55g
フォーカス	オート/セミオート
光源	白色LEDx9
PC接続	USB2.0

◆付属品



レンズカバー(100枚×2)



USBケーブル(3m)



カメラホルダー

●販売名:ウェーブピクトエヌエックス 一般名称:歯科用口腔内カメラ 届出番号:13B2X00114000017(一般)
製造販売元:トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目39-5 水天宮北辰ビル8F
※WAVE PICT NXの販売名は「ウェーブピクトエヌエックス」です。

●お問い合わせは下記まで

●販売元: 株式会社 **ヨシタ** 〒110-8507東京都台東区上野7-6-9
TEL.0800-170-1180(コンタクトセンター)

※仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止



(01)02747937024256

C02854/2026年5月/@20/新