


患者 CSV 登録マニュアル

CSV 項目一覧

項番	項目名	桁数	文字形態	項目・備考	必須	入力例
1	患者コード	-	半角数字	ユニークな患者コード カルテ番号生成時の利用項目	○	60 00060 等
2	サブコード	-	半角英数字	カルテ番号生成時の利用項目		
3	カルテコード	-	-	未使用※		
4	カナ名称	255	半角/全角		○	タナカタロウ
5	漢字名称	255	全角		○	田中太郎
6	生年月日	8	半角数字		○	19770427
7	性別	1	半角数字	1:男性 2:女性	○	1

CSV ファイルサンプル



```
patients_sample.csv
60,1,,タナカ タロウ,田中 太郎,19770427,1
461,1,,サトウ ハナコ,佐藤 花子,19850312,2
1262,1,,ヤマモト ケンジ,山本 健二,19920615,1
5663,1,,イトウ ミキ,伊藤 美紀,19681103,2
7664,1,,スズキ ダイスケ,鈴木 大輔,20010820,1
8865,1,,ナカムラ ユキコ,中村 由紀子,19551229,2
```

行 8、列 1 | 199 文字 | テキスト | 180% | Unix (LF) | UTF-8

2.患者基本情報画面

項目	内容
表示設定	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
氏名	<input type="text" value="田中 185"/>
カナ	<input type="text" value="テスト タロウ85"/>
カルテ番号	<input type="text" value="10144"/>
生年月日	<input type="text" value="1977-04-29"/> × S52
年齢	47歳
性別	<input type="radio"/> 無回答 <input checked="" type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性
備考	<input type="text"/>

項目名	
表示設定	「表示」として登録されます。
氏名	CSV項目内の氏名情報が登録されます。
カナ	CSV項目内のカナ情報が登録されます。
カルテ番号	CSV項目内の{患者コード}-{サブコード}-{保険番号}の形式で自動生成された値が登録されます。
生年月日	CSV項目内の生年月日（西暦）情報が登録されます。
年齢	CSV項目内の生年月日から自動計算されます。
性別	1:男 2:女 として登録されます。
備考	空欄として作成されます。