
ALL STAGES OF LIFE

それは、あなたの将来への約束。

0 歳児の歯みがき学習から生え変わり時期。
大人の自分みがきやシニアのケア。また、治療後のデリケートな口腔内や矯正中にも。
クラプロックスは、生涯を通して健康な歯を保てることを目的に、
人生のあらゆるステージでオーラルケアを
サポートする製品をスイスよりお届けします。

MADE IN SWITZERLAND




BETTER HEALTH FOR YOU ー 健康な毎日をあなたに ー

curaden
better health for you

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

輸入元：株式会社クラデンジャパン（スイス クラデン社 日本法人）
販売元：株式会社ヨシダ　〒110-8507　東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ TEL.0800-170-5541

(01)02747937013779
C01820/2026 年 8 月 /@100/ 改



LOVE YOUR GUMS

歯ぐきもみがける。これがクラプロックスの基準。





汚れをしっかり取り除く弾力性、そして歯ぐきにやさしいやわらかさ。
クラプロックスはそんな歯ブラシの理想を追求したブラシ毛「CUREN®(クーレン)繊維」を開発しました。
クラプロックスの全ての歯ブラシに、このブラシ毛が採用されています。
今までのどんな歯ブラシとも違う、クラプロックスだけのみがき心地をご体感ください。

CUREN®

毛先は
ラウンド加工



「CUREN®(クーレン)繊維」とナイロンの歯ブラシ比較表 ～

	クラプロックス	一般的な歯ブラシ
ブラシ	CUREN®(クーレン)繊維	ナイロン
毛の太さ	0.08～0.1mm※1	0.1～0.2mm
植毛数と植毛方法	高密度かつ、蜂の巣状の植毛により隙間なくみがける  	密度のない碁盤目状の植毛はみがいても隙間ができてしまう  
耐久性	約3ヶ月※2	約1ヶ月
速乾性	水を含みにくく乾きやすい	-
毛質	やわらかく弾力性がある	固い / 普通 / やわらかい

※1 CS5460、CSスマート、CS12460ベルベットの場合　※2 使用方法や個人差で変わります。 注）上記比較は毎日新聞記事「疑問氷解」から数字抜粋

クラプロックスの正しいみがき方 ～

How To CURAPROX TOOTHBRUSH

使い方動画

「CUREN®(クーレン)繊維」の歯みがきの効果を最大限に得るため、正しい使い方を身に付けましょう。

1 ペングリップ(鉛筆持ち)で優しく持つ

歯ブラシは、軽くペンを持つように握ってください。このペングリップ(鉛筆持ち)により、自然な強さで効果的なブラッシングができます。






八角形のハンドルは、ペングリップで持つことで歯みがきに最適な45°で当たるようにできています。


2 歯と歯ぐきに半分ずつ、角度45°で当てる


歯と歯の間、歯と歯ぐきの間をキレイにするために、ブラシの半分を歯に、もう半分を歯ぐきに、45°に当ててみがきましょう。



3 ブラシは軽く当てる(推奨圧力は80g)


みがくときは、ブラシ面を歯に軽く当ててみがいてください。力を強くかけると下図(NG)のように毛先が広がり、汚れをきれいに除去できません。





4 軽いタッチでくるくる回すようにみがく

くるくると円を描くようにみがきましょう。「CUREN®(クーレン)繊維」は、歯ぐきにやさしく安心してみがくことができます。



特別なのは
みがき心地も
カラーも。



CS5460

クラプロックス
永遠の定番歯ブラシ

毛の植立本数
5,460本
毛先の直径 0.1mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
セロファン：36本入 382952
12本入 386986
ブリスター：12本入 423413

CS12460 velvet

よりやわらかく
より濃密なみがき心地

毛の植立本数
12,460本
毛先の直径 0.08mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
ブリスター：12本入 403841





CSスマート

CS5460より小さいヘッド
子供の仕上げみがきにも

毛の植立本数
7,600本
毛先の直径 0.08mm
柄の長さ 163mm
ヘッドのサイズ
20×10mm
内容量
セロファン：36本入 382984
12本入 386979
ブリスター：12本入 423395

kidsキッズ5500

やさしくみがける
身に付く歯みがき習慣

毛の植立本数
5,500本
毛先の直径 0.09mm
柄の長さ 163mm
ヘッドのサイズ
20×10mm
内容量
ブリスター：12本入 403866

「CUREN®（クーレン）繊維」の 毛先の直径 は細いほどやわらかく、太いほど硬くなります

CS3960

優しさと清掃性を
両立したほどよい
コシの歯ブラシ

毛の植立本数
3,960本
毛先の直径 0.12mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
ブリスター：12本入 423438



CS1560

CS3960よりコシがあり
しっかりとした磨き心地の
歯ブラシ

毛の植立本数
1,560本
毛先の直径 0.15mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
ブリスター：12本入 423452



シングル CS1006

一本一本の
歯の表面から
すみずみまできれいに

毛の長さ
6mm
毛先の直径
0.1mm
柄の長さ
180mm
内容量
ブリスター：12本入 386993



シングル CS1009

一本一本の
歯の表面から
すみずみまできれいに

毛の長さ
9mm
毛先の直径
0.12mm
柄の長さ
180mm
内容量
ブリスター：12本入 387006



CSオルソ

矯正中・インプラントの方用
特別な溝で、きめ細やかな
お手入れが可能

毛の植立本数
5,460本
毛先の直径 0.1mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
ブリスター：12本入 423460



CSサージカル

口腔内の治療中・手術後の方
専用に設計された
特別にやわらかい歯ブラシ

毛の植立本数
12,000本
毛先の直径 0.06mm
柄の長さ 145mm
ヘッドのサイズ
17.5×9.9mm
内容量
ブリスター：12本入 423477




インプラントオルソ CS708

ヘッドが小さく、独自の形状で
磨きにくい場所にも届きやすい設計

毛の長さ
8mm
毛先の直径 0.12mm
柄の長さ 175mm
ヘッドのサイズ
8×8mm
内容量
ブリスター：12本入 426200



固定式義歯やインプラント、ブラケットの周囲に



CSウッド

お口の健康も、
地球の未来も大切にしたい。

毛の植立本数
4,400本
毛先の直径 0.1mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ
25×12mm
内容量
4本入（ブルー・ピンク・ワインレッド・グリーン） 356427

スイス産サステナブル・ブナ材

- ワックス加工で水によるダメージから保護。
- ハンドルは100%生分解性で土に還ります。
- 木目も形も世界にひとつ。

※交換目安：2ヶ月



スイスの森とともに。
未来につなぐ、ブナの木。

私たちは、スイスの豊かな森林が世代を超えて健やかに保たれるように。
森林の持続可能な栽培を支援しています。

TONGUE SCRAPER

舌ブラシ

口臭の原因となる舌の汚れ
（舌苔）を物理的に除去し、
口内を清潔に

ダブルCTC202

柄の長さ
132mm
材質
ポリプロピレン
内容量
ブリスター：12本入 357220



シングル＋ダブル（各1本入）

柄の長さ
132mm
材質
ポリプロピレン
内容量
ブリスター：12本入 384864




INTERDENTALS


昨日までみがけなかった歯と歯の間に。

歯間のサイズは人によっても部位によっても違います。
そこで、クラプロックスの歯間ブラシは、
歯間部のプラークを効果的に除去するために、
さまざまな歯間にぴったりの9つのサイズをご用意しました。
歯間にぴったりだから、ケアは1日1回1ストロークでOKです。

歯と歯の間、みがけていますか？

歯の全体を100%で見たとき、**歯の表面は全体のうち約70%、残り約30%は歯の隙間**と言われています。
歯ブラシはもちろん、歯ブラシではみがけない隙間まで歯間ブラシでしっかりみがきましょう！





歯間測定専用プローブ

プライムスタート（6セット入）

一般的な歯間の方用

06青	428831
07赤	428855
08桃	428870
09黄	428894
011緑	428912

ブラシ5本、
ホルダー2種各1本
毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー



ペリオ（6セット入）

歯間が広い・補綴物装着の方用

405レッド（L型）	398426
406ピンク（L型）	398433
408パープル（L型）	398441
410ブルー（L型）	398458

ブラシ4本、
ホルダー1本
毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー



歯間が狭い ― 歯間が広い

	CPS06	CPS07	CPS08	CPS09	CPS011	CPS405	CPS406	CPS408	CPS410
通過径	0.6 mm	0.7 mm	0.8 mm	0.9 mm	1.1 mm	1.3 mm	1.7 mm	2.2 mm	2.5 mm
ブラシ径	2.2 mm	2.5 mm	3.2 mm	4.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	6.5 mm	8.0 mm	10.0mm



プライムリフィル（5セット入）

06青（8本入）	427479
07赤（8本入）	427493
08桃（8本入）	427511
09黄（8本入）	427536
011緑（8本入）	427551

毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー





ペリオリフィル（5セット入）

405（4本入）	416657
406（4本入）	416664
408（5本入）	443145
410（5本入）	443152

毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー





プライムスタート5サイズ（6セット入）

416714



ブラシ5本（06·07·08·09·011 各1本）
ホルダー2種各1本
毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー

IAPプライム（8本入×1セット）

419824

滅菌可（134℃/乾燥不可）



IAPペリオ（8本入×1セット）


419831

滅菌可（134℃/乾燥不可）



ホルダー 片顎 各種

ステンレス	384348	※オートクレーブ滅菌可
グリーン	384298	※材質：アルミニウム（滅菌不可）
ピンク	384309	※材質：アルミニウム（滅菌不可）
ゴールド	384316	※材質：アルミニウム（滅菌不可）
ブルー	384323	※材質：アルミニウム（滅菌不可）



CPS457ポケットセット

382921



ブラシ5本（06·07·08·09·011 各1本）
ホルダー1本
毛の材質：ナイロン
ワイヤーの材質：サージカルワイヤー

ハンディホルダー青3個入

382913




キャップ 50個入

395469

IACチャート（50枚×1冊）

383029



プライム チェアサイドボックス II

415830


歯間ブラシ（06·07·08·09·011 各25本）
IAPプライム16本



チェアサイドリフィル（25本入）

※キャップが含まれます

06青	383513	09黄	383545
07赤	383521	011緑	383552
08桃	383538		



チェアサイドL型（25本入）

※キャップが含まれます

06青	392569	09黄	392591
07赤	392576	011緑	392601
08桃	392583		



プライム スターターセット

415847

プライムチェアサイドボックス×1
ホルダー 片顎 ステンレス×1
IACチャート×1

ペリオ チェアサイドボックス II

415975


歯間ブラシ（405 50本　406·408·410 各25本）
IAPペリオ16本



ペリオリフィル（25本入）

※キャップは含まれません

405レッド	384825	408パープル	384840
406ピンク	384832	410ブルー	384857



BE YOU

クラプロックスビーユー

その時の気分で選べる
6つのフルーツフレーバーペーストで
心地よい歯みがき体験を！



天然植物※1
エキス配合

NATURAL
天然植物エキス配合※1
SLS（ラウリル硫酸ナトリウム）や
フッ素化合物は含まれておりません

SPARKLY GLITTER
気持ち輝くラメ入りペースト

FOR AGES 6+
6歳以上から使用OK

TASTE
選べる6つのフルーツフレーバーの
フレッシュ感がお口の中広がります



※1 ハルパゴフィタム根エキス、エチナシ根エキス（湿潤剤）

クラプロックス BE YOU
60mL 各種

使用目安:約3ヶ月

357408 357454 357430 357447 357415 357422



クラプロックス BE YOU
10mL 12本（同フレーバー2本×6セット） 445662

使用目安:約2週間



クラプロックス BE YOU
10mL 2本入

358314 358361 358346
358353 358321 358339



クラプロックス BE YOU
10mL 6色+歯ブラシ1本 445655



歯みがき10mL 6色と歯ブラシ1本のセットです。

BE YOU
TRAVEL SET

クラプロックスビーユー トラベルセット

バッグに好きな味ひとつ。
選べる6つのフルーツフレーバーペーストで
外出先のお口も気分もリフレッシュ！





Contains:

・BE YOU 10mL
・歯ブラシ（トラベル用 CS5460）
・歯間ブラシ ホルダー
・歯間ブラシ 2本（CPS06・07）

歯ブラシではみがけない歯の間のケアに
2つのサイズの歯間ブラシ付。
外出先でのケアに便利。

クラプロックス BE YOU
トラベルセット 6色アソート 445687



ブルーベリー+リコリス



ピンクグレープフルーツ+ベルガモット



ウォーターメロン



オレンジ



ピーチ+アプリコット



アップル+アロエ



クラプロックス BE YOU
トラベルセット用 歯ブラシリフィル（2本入×6色アソート） 413675

※歯ブラシの交換目安：約3カ月です。

ピンク



オレンジ



イエロー



マゼンタ



グリーン



ブルー



HYDROSONIC PRO
ハイドロソニックプロ

歯科医院専売品
ハイドロソニック プロは歯科医院でのみご購入が可能です。
詳しくは、かかりつけの歯科医院にお問い合わせください。

SONIC TOOTHBRUSH
音波式電動歯ブラシ

CUREN® CURA CURVE®

音波振動と独自のブラシ設計で
やさしさと清掃性を両立した
音波式電動歯ブラシ



● トラベルケース
軽くて持ち運びに便利なケース付き






HYDROSONIC PRO
（ハイドロソニック プロ）
427002




セット内容

・ハンドル本体	1 本
・センシティブブラシヘッド	1 個
・パワーブラシヘッド	1 個
・シングルブラシヘッド	1 個
・USB ケーブル付き充電器	1 個
・USB プラグ	1 個
・トラベルケース	1 個
・取扱説明書	1 冊
・クイックスタート小冊子	1 冊



振れ幅も
調整可能

7 段階の音波振動モード



スタート	クリーン	スマイル
22,000回 / 分	32,000回 / 分	42,000回 / 分
初めて音波式電動歯ブラシを使う方に	歯肉に炎症がある方に	健康な歯肉の方に

＊次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

HYDROSONIC EASY
ハイドロソニックイージー

CUREN® CURA CURVE®

初めての
音波式電動歯ブラシにオススメ
シンプル操作で
快適なオーラルケアを
サポートします



● トラベルケース
軽くて持ち運びに便利なケース付き






HYDROSONIC EASY
（ハイドロソニック イージー）
443580


セット内容

・ハンドル本体	1 本
・センシティブブラシヘッド	1 個
・USB ケーブル付き充電器	1 個
・USB プラグ	1 個
・トラベルケース	1 個
・取扱説明書	1 冊




3 段階の音波振動モード

振動レベルの調整 ※
① 22,000 回 / 分
② 32,000 回 / 分
③ 42,000 回 / 分
※振れ幅は調整できません




＊次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

BRUSH HEAD
ブラシヘッドの特徴



BRUSH SHAPE
ブラシの形状

歯の幅径に合わせて包み込んで磨けるしずく形。




SILICON COATING
シリコンコーティング

ブラシの背面にはシリコンコーティングを施しており、不快な振動の伝達を防ぎ、安全にやさしく磨けるように配慮しています。

SMART HEAD
4つのブラシヘッド

さまざまな口腔環境への対応が可能な、
・CUREN®（クーレン）繊維
・CURACURVE®（クラカーブ）
搭載の4つのブラシヘッド。



CUREN®（クーレン）繊維は
歯磨きに適した
やわらかさと弾力性を備え
安定した性能を発揮します。



CURACURVE®（クラカーブ）の
人間工学に基づいた角度は
磨きにくい部位にも
簡単に行き届きます。



商品名	HYDROSONIC パワーブラシヘッド	HYDROSONIC センシティブブラシヘッド	HYDROSONIC シングルブラシヘッド	HYDROSONIC フレイルブラシヘッド
ブラシ	しっかりパワフルな毛質 健康な歯肉の方に	非常に柔らかい毛質 歯肉に炎症がある方に	リスク部位への アプローチに	歯に当てやすい 大きなブラシヘッド
ガムケア	●	●	●	
フレイル予防				●
より優しいケア		●		●
矯正ブラケット	●	●	●	

BRUSH HEAD
リフィル

※歯ブラシの交換目安:約3カ月です。

柔らか毛先で歯と歯ぐきを
守りながら、みがきにくい
場所にもかんたんに行き届く
ブラシヘッド。

427027
センシティブブラシヘッド
2本入



パワフルで
ありながら優しく
1本1本の歯を
正確に清掃ができます。

427034
パワーブラシヘッド
2本入



歯列矯正のブラケットや
ワイヤーの間の隙間、
歯並びが気になる箇所や
インプラント周囲の清掃に。

427041
シングルブラシヘッド
2本入



広く磨けてやさしい、
大きめのブラシヘッド。

443597
フレイルブラシ
2本入り



センシティブブラシの
色違い2色セット。

センシティブブラシヘッド
2本入

356103 ブルー&ピンク
356111 ブルー&オレンジ
356150 イエロー&グリーン
356128 マゼンタ&オレンジ
356142 イエロー&ピンク
356135 マゼンタ&グリーン



センシティブブラシの
1本入りブリスターパック。

358702
センシティブブラシヘッド
1本入×8色



パワーブラシの
1本入りブリスターパック。

358710
パワーブラシヘッド
1本入×2色×各4本



CURAPROX BLACK IS WHITE




SONIC TOOTHBRUSH
音波式電動歯ブラシ

CARBON CUREN®

活性炭粒子を配合したカーボンブラシは、細かな粒子によりエナメル質を傷つけにくく汚れを取り除き、美しい歯へ仕上げます。

SET
セット内容

・ハンドル本体	1本
・カーボンブラシヘッド	2個
・USB ケーブル付き充電器	1個
・USB プラグ	1個
・トラベルケース	1個
・取扱説明書	1冊



● トラベルケース
軽くて持ち運びに便利なケース付き



音波式電動歯ブラシ
ブラックイズホワイト
457796



BRUSH HEAD
リフィル

音波式電動歯ブラシ
ブラックイズホワイト用
替えブラシ2本入
457839



TOOTHBRUSH
歯ブラシ

CARBON CUREN®

「カーボン」配合の
黒い毛先と、
弾力性のある白い毛先の
コンビネーションで
やさしく汚れを落とす。

毛の植立本数
黒毛4,200本/白毛914本
毛先の直径
黒毛0.1mm/白毛0.12mm
柄の長さ 180mm
ヘッドのサイズ 25×12mm



（黒×白）

ブラックイズホワイト
歯ブラシ（黒×白）
457807

ブラックイズホワイト
歯ブラシ（黒×黒）
457814

ブラックイズホワイト
1本入 黒
357707



（黒×黒）

クラプロックス ブラックイズホワイト

CURAPROX BLACK IS WHITE

WHITENING POWDER
粉はみがき

「炭配合」粉はみがき

457846
クラプロックス ブラックイズホワイト
粉はみがき 3g

457853
クラプロックス ブラックイズホワイト
粉はみがき 20g

安心のみがき成分

- 2種類のヒドロキシアパタイト（清掃剤）
- 炭（清掃剤）
- サンゴ末（清掃剤）配合



炭（清掃剤）を増量した
パウダーはみがき

404904
クラプロックス ブラックイズホワイト
パウダーはみがき 5g（6セット）



356167
クラプロックス ブラックイズホワイト
パウダーはみがき 20g



炭 清掃剤

2種類の ヒドロキシアパタイト 清掃剤

- ✔ 発泡剤不使用
- ✔ 歯にやさしい成分
- ✔ ストロングミントで お口すっきり

HOW TO BLACK IS WHITE

LET'S START! SELF WHITENING
はじめようセルフホワイトニング！


使用前に
歯の状態を
チェックしましょう。



歯ブラシの表面全体に
はみがき粉を
まぶしてください。



ブラシをお口の中に入れてから、**はみがき粉を歯牙全体に**いきわたらせ、1歯1歯にブラシを当ててみがきます。



使用後に
歯の状態を
チェックしましょう。※1



※1　効果には個人差があります。　写真提供：静岡県 麻生歯科クリニック



TRAVEL SET
トラベルセット

旅先でもオフィスでも すっきり爽快に

- パウダーはみがき5g
- 歯ブラシ(黒)
- 歯間ブラシ2本付ホルダー（S･M）

358086
クラプロックス ブラックイズホワイト
トラベルセット単品

414688
クラプロックス
ブラックイズホワイト
歯ブラシ黒
トラベル用リフィル



414695
クラプロックス
ブラックイズホワイト
歯間ブラシS
トラベル用リフィル4本



414706
クラプロックス
ブラックイズホワイト
歯間ブラシM
トラベル用リフィル4本





BRUSH & POWDER PACK
歯ブラシ+ パウダーはみがき
（6 セット）

404911
クラプロックス
ブラックイズホワイト
歯ブラシ+
パウダーはみがき5g

CURAPROX
baby

TOOTHBRUSHES
歯ブラシ

赤ちゃんの敏感な歯ぐきに
当てても痛くないブラシ毛で
歯みがきをもっと楽しく!
一生の宝物である歯に、
早くから正しいケアを。





クラプロックス 歯ブラシ Baby

毛の植立本数
5,500本

毛先の直径
0.09mm

柄の長さ
149mm

ヘッドのサイズ
18×9.2mm

ヘッドのサイズ
ブリスター：12本入 392619

対象年齢
0-4
歳



Ultra-fine
CUREN®bristles
極細の
「CUREN®（クーレン）繊維」

Rubberised,
compact head
ラバー加工された
コンパクトヘッド

Round handle
小さなお子様にも
持ちやすく滑りにくい
ゴム製ハンドル

Foot stand
フットスタンド

TEETHING RING
歯がため

最初の歯が生える前や、生え始めの赤ちゃんに。歯みがきの準備を進められるように設計された歯がためです。

対象年齢
0-2
歳

クラプロックスベビー
歯がため



Jolly rattle
カラフルな
ガラガラ

Exciting
surface
右左で形状の
違う取っ手

Training toothbrush
先は歯ブラシの形状

グリーン 444037



ブルー 444012



ピンク 444020









SOOTHERS
おしゃぶり

フラットな形状で、
上顎への圧迫に配慮しています。
吸引部の両側に配置されたサイドウイングが
子どもの口内成長をサポートします。



Side wings
サイドウイング

Flat tip
フラットな吸引部

Flexible membrane
柔軟な膜状構造

クラプロックスベビー
おしゃぶり ブルー

419977
-0~7か月用

419984
-7~18か月用

419991
-18~36か月用

おしゃぶりホルダー
ブルー
414745



クラプロックスベビー
おしゃぶり ピンク

419945
-0~7か月用

419952
-7~18か月用

419960
-18~36か月用

おしゃぶりホルダー
ピンク
414738



インプラントキットⅡ

440494

インプラントのケアを始めるためのスターターキット
インプラント周囲の多くの重要な部位をよく清掃し、
優しく、扱いやすいツールが揃っています。



- 歯ブラシ（CS5460･サージカル･インプラントオルソCS708）
- デンタルフロス846
- 歯間ブラシ
  - ･L型ハンドル
  - ･ブラシ5本（07･09･406･505･508 各1本）

インプラントブラシ（6セット入）

CPS505（5本入） 398376
CPS508（5本入） 398391

- 毛の材質：ナイロン
- ワイヤーの材質：サージカルワイヤー
  ＋プラスチックコーティング



デンタルフロス834ミント 50m（6セット入）

383495

ワックス付きのデンタルフロス
歯間ブラシが入らない歯間部には、
デンタルフロスをご使用ください



TPブラッシュピック（10本入）

382945

毛先に植毛があるナイロン爪楊枝



歯ブラシ見本ブック

413561



歯間ブラシ見本ブック

413579



ディスプレイスタンド

384526

受付やチェアサイドに置いて、
患者さん説明用としてご使用ください

- ブラシ挿入穴:6
- 歯間ブラシ挿入穴:5
- 寸法(WxHxD):約19.0 x 4.0 x 7.0cm
- ※ディスプレイスタンドのみの販売です



デモ歯ブラシ CS5460 35cm

383577

※カラーはお選びいただけません



約2倍

ギフト用紙袋（40枚入）

356620

クラプロックス製品のギフトに最適な専用紙袋
贈り物を上品に演出し、持ち運びにも便利です

- 組み立て式
- 寸法(WxHxD):約24.0 x 6.0 x 18.0cm

